

# Rollstuhl HIPPOCAMPE Version Schwimmbad

Das Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!  
Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!  
Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!  
Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!  
Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!  
Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!  
Schwimmbad wird zugänglich für Alle. Hippocampe macht's möglich!

## Vipamat Technologie

ZA La Vraie Croix - 56 270 Ploemeur - France  
Tel : +33.2.97.86.24.87 - Fax : +33.2.97.86.73.81  
contact@vipamat.fr - www.vipamat.com





# Ein Ort, der für ALLE Menschen zugänglich wird!

Der behinderte Gast leiht sich im Schwimmbad einen Rollstuhl Hippocampe aus, um damit in die behindertengerechte Umkleidekabine zu gelangen und sich umzuziehen. Die erste Feuchtzone außerhalb der Kabine kann ohne Schwierigkeiten durchquert werden. Der eingeschränkt mobile Badegast kann sich nun aber auch duschen, seine Sachen ins Schließfach legen, auf die Toilette gehen....

Ermüdende und unangenehme Transfers, wie zum Beispiel von seinem Rollstuhl in einen Plastikstuhl, um zu duschen, werden durch den Rollstuhl Hippocampe überflüssig.


Anschließend erfolgt über die Durchschreitebecken der Zugang zum Badebereich. Nun kann die betroffene Person über eine Rampe oder über die Stufen (falls ein Helfer zur Verfügung steht) in die diversen Schwimmbecken gelangen. Hippocampe –ein ästhetischer und sportlicher Rollstuhl für optimale Autonomie.



## Ein innovatives und einfaches Konzept

- wasserbeständig
- einfache Handhabung
- Sitzfläche aus wasserabweisendem Schaumstoff (geschlossene Zellen)
- einfache Wartung und Desinfektion ohne jegliches Risiko für den Rollstuhl

« Schwimmen ist die Sportart, die von behinderten Menschen am meisten praktiziert wird, da diese im Wasser, egal ob leicht oder schwer behindert, ihre motorischen Fähigkeiten im Zustand der Schwerelosigkeit zum Ausdruck bringen können »



## Sicherheit und Hygiene

Vor dem Zugang zum Schwimmbecken begibt sich der Benutzer mit seinem Rollstuhl unter die Dusche. Der Rollstuhl wird also, genauso wie andere ins Wasser eingetauchte Materialien, regelmäßig gespült und desinfiziert. Dieser Kontakt hat aber keinerlei Folgen, da der Hippocampe aus Aluminium und Kunststoff besteht und somit rostfrei ist. Außerdem werden keine Schmierfette verwendet. Die Radlager sind aus selbstschmierendem, umweltfreundlichem Ertacetal. Das verwendete Gewebe besteht aus wasserabweisendem Schaumstoff und garantiert somit eine effiziente und perfekte Spülung.



Ein Ort für die Freizeit endlich zugänglich für ALLE Menschen!